

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Necab3 Para Wb Y Elisa - Q96P71

Número de artículo: CM0016811

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a NECAB3 humano, adecuado para WB y ELISA, con reactividad cruzada a ratón y rata. Una herramienta valiosa para investigar la formación de beta-amiloide y los mecanismos de la enfermedad de Alzheimer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NECAB3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NIP1; XB51; STIP3; EFCBP3; SYTIP2; APBA2BP; dj63M2.4; dj63M2.5; NECAB3
Especie	Humano
ID de Gen	63941
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-362 de NECAB3 humano (NP_112508.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96P71
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo