

Anticuerpo Policlonal Anti-Necap2 Para Wb, Elisa - Q9Nvz3

Número de artículo: CM0018122

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NECAP2 humano (Proteína asociada a cubierta de unión a la oreja de adaptina 2). Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para la investigación de endocitosis y tráfico vesicular. - Q9NVZ3.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NECAP2 pAb de Conejo
Observaciones/Alíase	NECAP2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55707
GeneID	55707
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 194-263 de NECAP2 humano (NP_060560.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9NVZ3
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo