

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nectin 2/Cd112 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92692

Número de artículo: CM0011461



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a la Nectina-2 humana (CD112, PVRL2) para WB, IHC-P, ELISA. Detecta proteínas humana, de ratón y de rata; interviene en la modulación de células T y la entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Nectin 2/CD112 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	HVEB; PRR2; CD112; PVRL2; PVRR2; Nectin 2/CD112
Especie	Humano
GeneID (humano)	5819
GeneID	5819
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92692
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo