

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nectina-4/Pvrl4 Para Fc Y Elisa - Q96Ny8

Número de artículo: CM0009137



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante dirigido contra la Nectina-4/PVRL4 humana. Validado para su uso en FC y ELISA. Adecuado para investigación sobre cáncer e infecciones virales, específicamente para estudios de entrada del virus del sarampión.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Nectina-4/PVRL4
Observaciones/Alias	LNIR; PRR4; EDSS1; PVRL4; nectin-4
Especie	Humana
ID del gen	81607
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-146 de la Nectina-4/PVRL4 humana (NP_112178.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q96NY8
Peso de la proteína	24kDa/55kDa
Envío	Bolsa de hielo