


Anticuerpo Policlonal Anti-Nedd1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nhv4

Número de artículo: CM0030106



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la NEDD1 humana, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Reconoce una banda de 72 kDa. Ideal para estudios de progresión de la mitosis y nucleación de microtúbulos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NEDD1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GCP-WD; TUBGCP7; NEDD1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	121441
GeneID	121441
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 411-660 de la NEDD1 humana (NP_690869.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NHV4
Peso Molecular	72 kDa
Envío	Bolsa de hielo