

Anticuerpo Monoclonal Anti-Nedd4 Para Wb, Elisa - P46934

Número de artículo: CM0010266



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-NEDD4 validado para WB y ELISA. Se dirige al NEDD4 humano (ligasa E3 de ubiquitina de 149kDa), relevante para estudios de ubiquitinación, autofagia e infección viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NEDD4 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	RPF1; NEDD4-1; NEDD4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4734
GeneID	4734
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P46934
Peso Proteico	149kDa
Envío	Bolsa de hielo