

Anticuerpo Policlonal Anti-Nedd4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P46934

Número de artículo: CM0015562



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NEDD4 humano, una ligasa E3 de ubiquitina-proteína implicada en la degradación de receptores y la autofagia. Validado para WB, IHC-P y ELISA. Ideal para la investigación de la ubiquitinación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NEDD4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RPF1; NEDD4-1; NEDD4
Especie	Humano
GeneID (humano)	4734
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 160-460 de NEDD4 humano (NP_940682.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P46934
Peso molecular	149 kDa
Envío	Bolsa de hielo