

Anticuerpo Policlonal Anti-Nedd4L Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Pu5

Número de artículo: CM0027668



Introducción

Anticuerpo Policlonal de conejo anti-NEDD4L (Q96PU5) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta NEDD4L humano, de ratón y rata, una E3 ubiquitina ligasa que regula TGF- β , autofagia y canales iónicos. Ideal para investigación en señalización y ubiquitinación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NEDD4L pAb de conejo
Notas/Alias	RSP5; PVNH7; NEDD4-2; NEDD4.2; hNEDD4-2; NEDD4L
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23327
GeneID	23327
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 836-955 de la NEDD4L humana (NP_056092.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96PU5
Peso de la Proteína	112kDa
Envío	Bolsa de hielo