

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nedd4L Para Wb, Elisa - Q96Pu5

Número de artículo: CM0012441



Introducción

mAb de conejo NEDD4L para WB y ELISA. Validado en muestras humanas, este anticuerpo monoclonal detecta la ligasa E3 de ubiquitina NEDD4L (~112 kDa). Fuente para investigación sobre vías de ubiquitina, regulación de canales e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo NEDD4L
Observaciones/Alias	RSP5; PVNH7; NEDD4-2; NEDD4.2; hNEDD4-2; NEDD4L
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	23327
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 876-975 de NEDD4L humano (Q96PU5).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q96PU5
Peso proteico	112kDa
Envío	Bolsa de hielo