

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nedd8 Para Wb, Elisa - Q15843

Número de artículo: CM0007516



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo NEDD8 validado para Western blot y ELISA, adecuado para muestras humanas, de ratón y de rata. Dirigido a la proteína similar a ubiquitina NEDD8 involucrada en el control del ciclo celular y la degradación de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ac. Monoclonal de Conejo NEDD8
Observaciones/Alias	NEDD-8; NEDD8
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4738
ID del Gen	4738
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15843
Peso Molecular de la Proteína	9kDa
Envío	Bolsa de hielo