

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nedd8 Para Wb Y Elisa - Q15843

Número de artículo: CM0017111



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a NEDD8D humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de proteínas similares a la ubiquitina y del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NEDD8 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	NEDD-8; NEDD8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4738
GeneID	4738
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-81 de NEDD8 humano (NP_006147.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15843
Peso Proteico	9kDa
Envío	Bolsa de hielo