


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Neil1 Para Wb, Elisa - Q96Fi4

Número de artículo: CM0026092



Introducción

pAb de Conejo NEIL1 (anticuerpo policlonal) para WB y ELISA en humano, ratón, rata. Reconoce la endonucleasa 8-like 1, una enzima de reparación del ADN involucrada en la reparación por escisión de bases. Ideal para investigación sobre daño oxidativo del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo NEIL1
Observaciones/Alias	FPG1; NEI1; hFPG1; NEIL1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	79661
GeneID	79661
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-135 de NEIL1 humano (NP_078884.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96Fi4
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo