


Anticuerpo Monoclonal Anti-Nek2 Para Wb, Elisa - P51955

Número de artículo: CM0012734



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra NEK2 humano, validado para Western blot y ELISA. Detecta NEK2 humano, de ratón y de rata (52 kDa). Ideal para la investigación del ciclo celular y los centrosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-NEK2
Observaciones/Alias	NLK1; RP67; NEK2A; HsPK21; PPP1R111; NEK2
Especie	Humana
GeneID (humano)	4751
GeneID	4751
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de NEK2 humano (P51955)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata
SWISS	P51955
Peso de la proteína	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo