

Anticuerpo Policlonal Anti-Nek3 Para Wb Y Elisa - P51956

Número de artículo: CM0029646

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la quinasa NEK3 humana (P51956) validado para Western blot y ELISA, con reactividad en humano, ratón y rata. Apto para estudios de morfogénesis neuronal y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NEK3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	HSPK36; NEK3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4752
GeneID	4752
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 267-506 de NEK3 humano (NP_689933.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51956
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo