

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nek6 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hc98

Número de artículo: CM0009672

Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo contra NEK6 detecta NEK6 endógena en muestras humanas, de ratón y rata mediante WB, IHC-P y ELISA. Se dirige a una región del dominio quinasa central y apoya la investigación del ciclo celular, la mitosis y el daño del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra NEK6
Notas/Alias	SID6-1512; NEK6
Especie	Humana
ID del gen	10783
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-300 de la NEK6 humana (Q9HC98)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	Q9HC98
Peso de la proteína	36kDa
Envío	Bolsa de hielo