


Anticuerpo Policlonal Anti-Nek7 Para Wb Y Elisa - Q8Tdx7

Número de artículo: CM0021233



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NEK7 humano, adecuado para WB y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Útil para estudiar la progresión del ciclo celular mitótico y la activación del inflamasoma NLRP3.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-NEK7
Especie	Humana
ID del gen (humano)	140609
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 257-301 de NEK7 humano (NP_598001.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	Q8TDX7
Peso molecular de la proteína	35 kDa
Envío	Bolsa de hielo