


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nek7 Para Wb, Elisa - Q8Tdx7

Número de artículo: CM0002629



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo NEK7 validado para WB y ELISA; reacciona con Humano, Ratón, Rata; se dirige a la Serina/treonina-proteína quinasa Nek7 involucrada en la mitosis y la activación del inflamasoma NLRP3. Ideal para investigación del ciclo celular e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NEK7 Ac. Monoclonal de Conejo (mAb)
Observaciones/Alias	Quinasa relacionada con NIMA 7; NEK7
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	140609
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 203-302 de NEK7 humano (Q8TDX7)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8TDX7
Peso Molecular de la Proteína	35kDa
Envío	Bolsa de hielo