

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nek8 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q86Sg6

Número de artículo: CM0014532

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo NEK8 de alta calidad validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta NEK8 humano, de ratón y de rata, una serina/treonina quinasa crítica para la función ciliar y la integridad del túbulo renal. Ideal para investigación en nefrología y biología celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NEK8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	JCK, NPHP9, RHPD2, NEK12A, NEK8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	284086
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 270-390 del NEK8 humano (NP_835464.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86SG6
Peso proteico	75kDa
Envío	Bolsa de hielo