

Anticuerpo Policlonal Anti-Nek9 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Td19

Número de artículo: CM0021144



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NEK9 para aplicaciones de WB, IHC-P y ELISA. Detecta NEK9 humano, de ratón y de rata (~107 kDa). Ideal para estudiar la progresión mitótica y la regulación del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra NEK9
Observaciones/Alias	NC; APUG; NERCC; LCCS10; NERCC1; NEK9
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	91754
ID de gen	91754
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 730-979 de NEK9 humano (NP_149107.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8TD19
Peso de la proteína	107kDa
Envío	Bolsa de hielo