


Anticuerpo Policlonal Anti-Nelfcd Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ixx7

Número de artículo: CM0025107



Introducción

Anticuerpo policlonal anti-NELFCD que reacciona con NELFCD (TH1/TH1L) de humano, ratón y rata. Validado para WB, IHC-P y ELISA. Adecuado para estudios de elongación de la transcripción y del complejo NELF.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NELFCD Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TH1; TH1L; NELF-C; NELF-D; HSPC130; NELFCD
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51497
GeneID	51497
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-182 de la NELFCD humana (NP_945327.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IXH7
Peso Molecular	66kDa
Envío	Bolsa de hielo