


Anticuerpo Policlonal Anti-Nelfe Para Wb, Ihc-P, Elisa - P18615

Número de artículo: CM0028798



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NELFE humano (RD, RDBP), validado en WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. NELFE es un represor de la elongación de la transcripción y componente del complejo NELF.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NELFE Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RD; RDP; RDBP; D6S45; NELF-E; NELFE
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7936
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de NELFE humano (NP_002895.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P18615
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo