

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nell1 Para Wb Y Elisa - Q92832

Número de artículo: CM0017086



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a NELL1 humano, validado para Western blot y ELISA. Detecta NELL1 en humano, ratón y rata. Adecuado para investigación sobre diferenciación de osteoblastos y mineralización ósea.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NELL1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NRP1; IDH3GL; NELL1
Especie	Humano
GeneID (humano)	4745
GeneID	4745
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 160-420 de NELL1 humano (NP_006148.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92832
Peso de la proteína	90kDa
Envío	Bolsa de hielo