

Anticuerpo Policlonal Anti-Nell2 Para Wb, Elisa - Q99435

Número de artículo: CM0019632



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NELL2 humana (proteína de unión a proteína quinasa C NELL2). Validado para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de tejido neural y guiado axonal.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalle
Nombre del Producto	NELL2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	NRP2; NELL2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4753
ID del Gen	4753
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-300 de NELL2 humana (NP_006150.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reacción Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q99435
Peso de la Proteína	91kDa
Envío	Bolsa de hielo