

Anticuerpo Policlonal Anti-Nephrin Para Wb, If, Ihc, Elisa - Q9Qzs7

Número de artículo: CM0029259

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra nefrina de ratón (UniProt Q9QZS7). Validado para WB, IF, IHC, ELISA. Reacciona con ratón y rata. Adecuado para la investigación de podocitos renales y filtración glomerular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Nephrin Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CNF; NPHN; nefrina
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	4868
GeneID	54631
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1033-1256 de la Nefrina de ratón (NP_062332.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9QZS7
Peso Proteico	135kDa
Envío	Bolsa de hielo