

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nefrina Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Qzs7

Número de artículo: CM0004146

### Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo contra Nefrina de alta especificidad validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA en ratón. Dirigido a la proteína de la hendidura del diafragma del podocito; esencial para la investigación de filtración renal y nefropatía. UniProt: Q9QZS7.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                        |
|-------------------------------|------------------------------|
| Nombre del Producto           | mAb de Conejo contra Nefrina |
| Observaciones/Alias           | nefrina; NephrinB            |
| Especie                       | Ratón                        |
| GeneID (humano)               | 4868                         |
| GeneID                        | 54631                        |
| Inmunógeno                    | Proteína recombinante        |
| Fuente                        | Conejo                       |
| Categoría                     | Anticuerpos Monoclonales     |
| Aplicación                    | WB, IF-P, IHC-P, ELISA       |
| Reactividad Cruzada           | Ratón                        |
| SWISS                         | Q9QZS7                       |
| Peso Molecular de la Proteína | 135 kDa/136 kDa              |
| Envío                         | Bolsa de hielo               |