


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nefrina Para Wb, Ihc-P, Elisa - O60500

Número de artículo: CM0004472



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo se dirige a la Nefrina humana (SWISS: O60500), validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar el diafragma de hendidura del podocito y la filtración renal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Anti-Nefrina
Observaciones/Alias	CNF; NPHN; nefrina; Nephtrin
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4868
ID del Gen	4868
Inmunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1019-1241 de la Nefrina humana (NP_004637.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60500
Peso Proteico	135kDa
Envío	Bolsa de hielo