

Anticuerpo Monoclonal Anti-Nesirina 1 Para Wb, If/Icc Y Elisa - Q8Nf91

Número de artículo: CM0003783



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Nesirina 1 humana (SYNE1), validado para WB, IF/ICC y ELISA, con reacción cruzada con humano y ratón. Ideal para estudiar el complejo LINC y la dinámica de la envoltura nuclear.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Nesirina 1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	8B; AMC3; AMCM; CPG2; ARCA1; EDMD4; KASH1; MYNE1; Nesp1; SCAR8; C6orf98; dj45H2.2; Nesirina 1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23345
GeneID	23345
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 8200-8400 de la Nesirina 1 humana (Q8NF91).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8NF91
Peso Proteico	1011kDa/112kDa
Envío	Bolsa de hielo