

Anticuerpo Policlonal Anti-Nesprina 1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Nf91

Número de artículo: CM0021105



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la Nesprina 1 humana (SYNE1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación del citoesqueleto y la envoltura nuclear.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra Nesprina 1
Observaciones/Alias	8B; AMC3; AMCM; CPG2; ARCA1; EDM4; KASH1; MYNE1; Nesp1; SCAR8; C6orf98; dj45H2.2; Nesprina 1
Especie	Humano
ID Gen	23345
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 8220-8410 de la Nesprina 1 humana (NP_892006.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NF91
Peso Molecular de la Proteína	1011 kDa / 112 kDa
Envío	Bolsa de hielo