

Anticuerpo Monoclonal Anti-Nesprin3 (Kash3) Para Wb, Elisa - Q6Zmz3

Número de artículo: CM0002646



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra Nesprin-3 (KASH3) humana, validado para WB y ELISA con reactividad en humano y ratón. Esencial para las conexiones nucleo-citoesqueléticas mediadas por el complejo LINC y la migración celular direccional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Nesprin3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	KASH3; NET53; Nesp3; C14orf49; C14orf139; LINC00341; NCRNA00341; Nesprin3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	161176
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 750-935 de Nesprin3 humana (NP_689805.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q6ZMZ3
Peso Proteico	112kDa
Envío	Bolsa de hielo