

Anticuerpo Policlonal Anti-Nestin Para Wb - P48681

Número de artículo: CM0016893

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Nestin humano (NES) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Adecuado para investigación de células madre neurales y desarrollo. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Nestin pAb de Conejo
Observaciones/Alias	Nbla00170; Nestin
Especie	Humano
GenelD (Humano)	10763
GenelD	10763
Inmunógeno	Proteína recombinante / un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1392-1621 del NES humano (NP_006608.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P48681
Peso Proteico	177 kDa
Envío	Bolsa de hielo