

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nestina Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P48681

Número de artículo: CM0005104

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Nestina humana (177 kDa), validado en WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P y ELISA. Adecuado para investigación de células madre neurales y neurodesarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo contra Nestina
Observaciones/Alias	Nbla00170
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10763
ID del Gen	10763
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1392-1621 de la Nestina humana (NP_006608.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P48681
Peso Molecular de la Proteína	177 kDa
Envío	Bolsa de hielo