

Anticuerpo Policlonal Anti-Neu3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uq49

Número de artículo: CM0017220

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NEU3 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce la sialidasa-3 humana y de ratón, una sialidasa de membrana de 48 kDa involucrada en el catabolismo de gangliósidos y la señalización de EGFR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo contra NEU3
Notas/Alias	SIAL3; NEU3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10825
ID del Gen	10825
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 222-461 de la NEU3 humana (NP_006647.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UQ49
Peso de la Proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo