

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Neun (Fox-3) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - A6Nfn3

Número de artículo: CM0014026

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NeuN humano (RBFOX3), validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de marcadores neuronales e investigación de variantes de splicing.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NeuN Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimo	FOX3; NEUN; FOX-3; HRNBP3; NeuN
Especie	Humana
ID del gen (humano)	146713
ID del gen	146713
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de NeuN (NP_001076044.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	A6NFN3
Peso de la proteína	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo