

Anticuerpo Monoclonal Anti-Neun Para Wb, Ihc, If - A6Nfn3

Número de artículo: CM0003757

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo anti-NeuN adecuado para inmunotransferencia (Western blot), inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y detección por ELISA de núcleos neuronales en muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NeuN Ac. mAb de Conejo
Observaciones/Alías	FOX3; NEUN; FOX-3; HRNBP3; NeuN
Especie	Humano
GeneID	146713
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-100 de NeuN humano (A6NFN3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	A6NFN3
Peso Molecular Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo