

Anticuerpo Monoclonal De Ratón Anti-Neun Para Wb, If, Ihc, Elisa - A6Nfn3

Número de artículo: CM0008335

Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón de alta calidad dirigido a NeuN (FOX3/RBFOX3), validado para WB, IF, IHC, ELISA en humano, ratón, rata. Proteína reguladora de empalme para investigación en neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ac. Monoclonal de Ratón Anti-NeuN
Observaciones/Alias	FOX3; NEUN; FOX-3; HRNBP3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	146713
Inmunógeno	Proteína recombinante de NeuN humano
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	A6NFN3
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo