

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Neuraminidasa/Neu1 Para Wb, If-P, Elisa - Q99519

Número de artículo: CM0008043

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la neuraminidasa/NEU1 humana (Sialidasa-1), validado para WB, IF-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para la investigación de la sialidasa lisosomal y estudios del metabolismo de glicoproteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Neuraminidasa/NEU1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	NEU; NANH; SIAL1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4758
GeneID	4758
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 48-415 de la neuraminidasa/NEU1 humana (NP_000425.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q99519
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo