

Anticuerpo Monoclonal Anti-Neuregulina-3 (Nrg3) Para Wb, Elisa - P56975

Número de artículo: CM0003018

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Neuregulina-3 (NRG3) humana, validado para WB y ELISA. Adecuado para detectar NRG3 en muestras humanas, de ratón y de rata. Una herramienta para investigar las vías de señalización NRG3-ERBB4.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo contra Neuregulina-3 (NRG3)
Observaciones/Alias	HRG3; pro-NRG3; Neuregulina-3 (NRG3)
Especie	Humana
GeneID (Humano)	10718
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 600-720 de la Neuregulina-3 (NRG3) humana (P56975)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P56975
Peso Molecular de la Proteína	78kDa
Envío	Bolsa de hielo