

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Neurod1 Para Wb Y Elisa - Q13562

Número de artículo: CM0013756

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NEUROD1 (Q13562) validado para WB y ELISA, que detecta el factor 1 de diferenciación neurogénica humano y de rata, un factor de transcripción bHLH crucial en la neurogénesis y el desarrollo de las células beta pancreáticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NEUROD1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	T2D; BETA2; BHF-1; MODY6; NEUROD; bHLHa3; NEUROD1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	4760
ID del gen	4760
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, rata
SWISS	Q13562
Peso de la proteína	40 kDa
Envío	Bolsa de hielo