

Anticuerpo Policlonal Anti-Neurod6 Para Wb, Elisa - Q96Nk8

Número de artículo: CM0021982

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NEUROD6 humano (Nex1, Atoh2, MATH2). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigaciones sobre neurodesarrollo y estudios de regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-NEUROD6
Observaciones/Sinónimos	Nex1; Atoh2; MATH2; NEX1M; Math-2; bHLHa2; NEUROD6
Especie	Humano
GeneID (humano)	63974
GeneID	63974
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 188-337 de NEUROD6 humano (NP_073565.2)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q96NK8
Peso molecular	39 kDa
Envío	Bolsa de hielo