

Anticuerpo Monoclonal Anti-Neurofilamento H Para Wb, Ip, Elisa - P12036

Número de artículo: CM0002058

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido al Neurofilamento H (NFH) humano. Validado para WB, IP, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Una proteína clave de filamento intermedio para el calibre neuronal y la estabilidad axonal; ideal para la investigación de ELA y CMT.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Neurofilamento H mAb de Conejo
Observaciones/Alias	NFH; CMT2CC; Neurofilamento H
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4744
GeneID	4744
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12036
Peso Proteico	112kDa
Envío	Bolsa de hielo