

Anticuerpo Policlonal Anti-Neurofilamento H Para Wb, Ip, If, Elisa - P12036

Número de artículo: CM0026391

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra neurofilamento H (NEFH), validado para WB, IP, IF y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación del citoesqueleto neuronal y la neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra neurofilamento H
Observaciones/Alias	NFH; CMT2CC; Neurofilamento H
Especie	Humano
ID de gen (humano)	4744
ID de gen	4744
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P12036
Peso de la proteína	112 kDa
Envío	Bolsa de hielo