

Anticuerpo Monoclonal Anti-Neurofilamento L Para Wb, If, Ihc, Elisa - P07196

Número de artículo: CM0003522

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra Neurofilamento L, validado para WB, IF, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación del citoesqueleto neuronal y estudios de enfermedades neurodegenerativas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo contra Neurofilamento L
Observaciones/Alias	NFL; NF-L; NF68; CMT1F; CMT2E; CMTDIG; PPP1R110; Neurofilamento L
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4747
GeneID	4747
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-250 del Neurofilamento L humano (NP_006149.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07196
Peso Proteico	62 kDa
Envío	Bolsa de hielo