

Anticuerpo Policlonal Anti-Neurofilamento M Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07197

Número de artículo: CM0022780

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Neurofilamento M (NFM/NEF3), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA en humanos, ratones y ratas. Adecuado para investigación del citoesqueleto neuronal y filamentos intermedios.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Neurofilamento M Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NFM; NEF3; NF-M; Neurofilamento M
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4741
ID del Gen	4741
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-260 del Neurofilamento M humano (NP_005373.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07197
Peso de la Proteína	102kDa
Envío	Bolsa de hielo