

Anticuerpo Policlonal Anti-Neurog3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y4Z2

Número de artículo: CM0030915

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NEUROG3 humana, adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la diferenciación enteroendocrina y la especificación de células endocrinas pancreáticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NEUROG3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ngn3; Atoh5; NGN-3; Math4B; bHLHa7; NEUROG3
Especie	Humano
ID del Gen	50674
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de NEUROG3 humana (NP_066279.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y4Z2
Peso Molecular	23kDa
Envío	Bolsa de hielo