

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Neurog3 Para Wb, Elisa - Q9Y4Z2

Número de artículo: CM0022990

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo NEUROG3 para WB y ELISA. Se dirige a la neurogenina-3 humana, un factor de transcripción crítico para la diferenciación de células enteroendocrinas y pancreáticas endocrinas. Ideal para biología del desarrollo e investigación de la diabetes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NEUROG3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ngn3; Atoh5; NGN-3; Math4B; bHLHa7; G3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	50674
GeneID	50674
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de NEUROG3 humano (NP_066279.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y4Z2
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo