

Anticuerpo Monoclonal Anti-Neurogenina 2 (Ngn2) Para Wb, Elisa - Q9H2A3

Número de artículo: CM0003547

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Neurogenina 2, un factor de transcripción neuronal. Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la diferenciación y el desarrollo neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-Neurogenina 2 de conejo
Notas / Alias	NGN2; Atoh4; ngn-2; Math4A; bHLHa8; Neurogenin 2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	63973
ID del gen	63973
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 50-150 de la Neurogenina 2 humana (Q9H2A3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H2A3
Peso de la proteína	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo