

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Neurogranina (Nrgn) Para Wb, Elisa - Q92686

Número de artículo: CM0027757

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la neurogranina humana (NRGN), validado para WB y ELISA. Adecuado para estudios de remodelación sináptica, unión a calmodulina y enfermedad de Alzheimer. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NRGN Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RC3; hng; NRGN
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	4900
ID del gen	4900
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-78 de la NRGN humana (NP_001119653.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92686
Peso de la proteína	8kDa
Envío	Bolsa de hielo