


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Receptor De Neuroquinina 1 (Nk1R) Para Wb, Elisa - P25103

Número de artículo: CM0006099



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido al Receptor de Neuroquinina 1 humano (NK1R, TACR1). Adecuado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Para estudios de señalización de taquiquininas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Receptor de Neuroquinina 1 (NK1R) mAb de Conejo
Observaciones/Alias	SPR; NK1R; NKIR; TAC1R; Receptor de Neuroquinina 1 (NK1R)
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6869
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-407 del NK1R humano (P25103)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P25103
Peso Proteico	46 kDa
Envío	Bolsa de hielo