

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra La Subunidad Alfa-4 Del Receptor De Acetilcolina Antineuronal (Acha4/Chrna4) Para Wb, If/Icc Y Elisa - P43681

Número de artículo: CM0019753



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ACHA4 (CHRNA4) humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Ideal para estudiar la función de los receptores nicotínicos neuronales de acetilcolina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ACHA4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EBN; BFNC; EBN1; NACHR; NACRA4; NACHRA4; ACHA4
Especie	Humano
GenelD (humano)	1137
GenelD	1137
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-242 de ACHA4 humano (P43681)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P43681
Peso molecular	70 kDa
Envío	Bolsa de hielo