


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Neuropilina-1 (Nrp1) - O14786

Número de artículo: CM0020579



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Neuropilina-1 (NRP1), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con proteínas humanas, de ratón y de rata. Se dirige al receptor de VEGF165 implicado en la angiogénesis y el neurodesarrollo. Adecuado para la investigación cardiovascular y oncológica.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | pAb de conejo contra Neuropilina-1 (NRP1)              |
| Observaciones/Alias | NP1; NRP; BDCA4; CD304; VEGF165R; Neuropilina-1 (NRP1) |
| Especie             | Humana                                                 |
| ID del gen (humano) | 8829                                                   |
| ID del gen          | 8829                                                   |
| Inmunógeno          | Péptido sintético                                      |
| Fuente              | Conejo                                                 |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                               |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                      |
| Reactividad cruzada | Humana, de ratón y de rata                             |
| SWISS               | O14786                                                 |
| Peso de la proteína | 103 kDa                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                         |